

# Vivago FIDO™ hälytyspainike

## Pikakäyttöohje

### Mikäli tarvitset apua, toimi seuraavasti:

- Paina välittömästi laitteen hälytyspainiketta
- Pidä painettuna kunnes hälytyksen punainen merkkivalo syttyy

### Tärkeää!

- Vivago FIDO™ ilmoittaa käyttäjälle akun latauksen loppumisesta vilkuttaen punaista merkkivaloa kerran 16 sekunnissa.
- Laite ilmoittaa, kun akku on ladattava tai kun akku on täynnä.
- Laite tulee ladata viimeistään kolmen päivän kuluessa siitä, kun akun matalan varaustilan varoitukset ovat alkaneet.
- Laite voi lähettää hälytyksiä Vivago POINT -tukiasemien kantama-alueella. Paksut kiviseinät ja metallirakenteet saattavat estää tiedonsiirtoa laitteen ja tukiaseman välillä.
- Laite on vedenpitävä, mikä mahdollistaa sen käytön esim. suihkun tai kylvyn aikana. Laitetta ei tule käyttää kuumassa ympäristössä kuten saunassa.
- Tutustu FIDO™ käyttöoppaaseen ennen laitteen käyttöönottoa.



# Vivago

### Vivago Oy

Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Puh. 010 2190 610 | email: [info@vivago.com](mailto:info@vivago.com) | [www.vivago.fi](http://www.vivago.fi)