

# Vivago FIDO™ -hälytyspainike tuo turvaa!

Vivago FIDO™ on  
hoitohenkilökunnan ja asiakkaiden  
henkilökohtainen hälytyslaite

Vivago FIDO™ tuo turvaa terveydenhuollon ammattilaisille ja hoitajille, jotka työskentelevät erilaisissa laitoksissa sekä yksiköissä. Vivago FIDO™ -hälytyspainiketta voidaan käyttää myös hoitokotien asiakkaiden henkilökohtaisena hälytyslaitteena.

Hälytyspainikkeen käyttö vaatii radioyhteyden Vivago POINT-tuokiasemaan ja aktiivisen tietoliikenneyhteyden Vivago Vista -palvelimeen.



## Helppokäyttöinen Vivago FIDO™

- Vivago FIDO™ -hälytyspainikkeella manuaalisen hälytyksen tekeminen on helppoa painamalla Vivago-painiketta.
- Hälytyksen jälkeen punainen LED-valo syttyy palamaan.
- Vivago FIDO™ voidaan helposti kiinnittää esim. vaatteeseen.

*Hälytyksen punainen LED-valo*

*Hälytyspainike*



# Vivago

Vivago FIDO™ – tuo  
turvaa henkilökunnalle ja  
asiakkaille

### **Vivago FIDO™ -hälytyspainikkeen toiminnallisuudet**

Painike manuaalisen hälytyksen aktivoimiseksi

Muokattavissa asiakkaan tai hoitohenkilöstön käyttöön

Uudelleenladattava akku

Automaattinen itsediagnostiikka

Ilmoitukset akun latauksen heikkenemisestä ja akun latauksen tilasta

### **Huomioitavaa!**

- Vivago FIDO™ ilmoittaa käyttäjälle akun latauksen loppumisesta vilkuttaen punaista merkkivaloa kerran 16 sekunnissa. Akun lataus kestää noin 12 kuukautta.
- Hälytyspainike ilmoittaa myös, kun akku on ladattava tai kun se on täynnä.
- Akku ladattava -ilmoituksen jälkeen Vivago FIDO™ on ladattava 3 päivän kuluessa.
- Myyntipakkaukseen kuuluu Vivago FIDO™ -hälytyspainike sekä kiinnitysklipsi. Laturi ei kuulu pakkaukseen vaan on tilattavissa erikseen. Vivago-kellon laturi on yhteensopiva Vivago FIDO™ -hälytyspainikkeen kanssa.
- Vivago FIDO™ on vesitiivis, joten voit käyttää laitetta suihkussa tai kylvyssä. Älä kuitenkaan käytä laitetta kuumassa ympäristössä kuten saunassa.



# Vivago

### **Vivago Oy**

Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Puh. 010 2190 610 | email: [info@vivago.com](mailto:info@vivago.com) | [www.vivago.fi](http://www.vivago.fi)