

Vivago CARE -kello – Tietoarkki

Vivago CARE 8001 -kello

Vivago CARE 8005 -poistumisvalvontakello



Tilauuskoodit	CARE 8001 -kello	CARE 8005 -kello
Väri	Koodi	Koodi
Vivago CARE -kello	EU665880010	EU665880050
Vivago CARE -kello punaisella hälytyspainikkeella	EU621980010	EU621980050

Ominaisuudet	CARE 8001 -kello	CARE 8005 -kello
Painikehälytys	x	x
Hälytyksen merkkivalo	x	x
Automaattiset hälytykset	x	x
"Yhteys katkennut" -hälytys (15–240 min)	x	x
"Kello irti ranteesta" -hälytys	x	x
Akkuhälytykset (tyhjä/latautuu/täysi)	x	x
Hyvinvoinnin mittaus (aktiivisuus, uni, vuorokausirytm)	x	x
Automaattinen itsediagnostiikka	x	x
Tukee poistumisvalvontaa	-	x

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Paino	~38 g
Halkaisija	~42 mm
Paksuus	~16,5 mm
Rannekkeen pituus	~23 cm

Materiaalit

Kotelo/ ruuvit	ABS / Ruostumaton teräs
Ranneke/ solki	Silikoni/ Alumiini

Akku

Tyyppi	Ladattava akku, LiPo
Akun kesto enimmillään (käytöstä riippuen)	CARE 8001: 2–4 kuukautta CARE 8005: 1–1,5 kuukautta
Latausaika	Noin 2 tuntia
Laturi	Laturi ei sisälly toimitukseen (tilattava erikseen)

Radiolähetys

Datansiirto	CARE 8001: 20 sekunnin välein CARE 8005: 20 sekunnin välein, poistumisvalvonnassa 3 sekunnin välein
Kantama	Enimmillään 30 metriä Huom.: Betoni-, metalli- ja muut rakenteet saattavat häiritä signaalia
Keskitaajuus	868,95 MHz
Efektiiivinen säteilyteho	Alle 10 mW

Toimintaolosuhteet

Toiminta-/säilytyslämpötila	+10–40 °C / +0–50 °C
Vedenkestävä	IPx7 (ei saa käyttää uudessa tai kuumissa tiloissa, kuten saunassa)
Muuta	Hälytyspainiketta tulee painaa 2 sekunnin ajan

Vivago[®]

Vivago Oy

Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo

Puhelin: 010 2190 610 | sähköposti: info@vivago.com | www.vivago.fi